

MEDICENTER Futura


Bis zu vier Kaltlichtquellen
im externen Lichtmodul.
Aufsatzmodule abgewinkelt.

Up to four cold light sources can be
integrated into a separate cold light
module. Available with overlapping front.



...the intelligent systems


von dantschke: Das Modulare System



Die HNO-Arbeitsplätze der Baureihe MEDI-CENTER sind als modulare Systeme konzipiert. Mit ihnen können Behandlungseinheiten und Instrumentenschränke nach individuellen Vorstellungen und räumlichen Bedingungen optimal zusammengestellt werden. Es gibt eine Vielzahl

von Kombinationsmöglichkeiten. Die Aufsatzmodule der MEDICENTER Futura werden abgewinkelt angeboten.

Auch nach dem Kauf kann das Modulsystem MEDI-CENTER jederzeit umgerüstet und erweitert werden.



Developed by dantschke: The Modular System




The ENT workplaces MEDICENTER series are being produced as a modular system. The system allows the assembly of treatment units and instrument cabinets according to individual requirements and also to achieve the best use of available space.

The result is a great variety of combinations. The front of MEDICENTER Futura is available with overlapping front. The modular system MEDICENTER can be arranged or extended by additional parts at any later time.



Die Ausstattungsmöglichkeiten



(Dies ist nur eine Auswahl von über 200 möglichen Farben.)

- Absaugeinrichtung, 70 l / min.
- Wassereinrichtung, el. Temperaturregelung auf 37 °C
- Drucklufteinrichtung
- bis 4 Kaltlichtquellen im Lichtmodul integriert
- Aufnahmen für Lupenlaryngoskop und Nasenoptik
- Behälter für Desinfektions- und Neutralisationslösung
- Aufnahme für flexibles Endoskop
- Stirnlampenaufhängung mit Schaltautomatik
- Anschlussbuchsen für Nystagmusbrille
- Kanülenspülung
- Automatische Sekretglasentleerung
- Automatische Sekretdschlauchspülung
- Keimfilteranlage
- Spiegelvorwärmer oder Spiegelnachwärmer
- Mikroskopsäule an der Behandlungseinheit
- diverse Instrumentenablagen, Instrumentenabwurf
- **u.v.m. – fragen Sie uns!**



Optional features

- Suction system, 70 l/min
- Water system incl. electronic temperature control 37°C
- Compressed air system
- Up to 4 cold light sources are available
- Holder for laryngoscope as well as for endoscopes
- Tubes for antiseptic and neutralising solution
- Holder for flexible endoscope
- Holder for headlamp with automatic switch
- Socket for Frenzel nystagmus lenses
- Automatic emptying and cleaning system for secretion glass
- Automatic flushing system for secretion hose
- Water filter
- Mirror pre-heater or mirror re-heater
- Microscope column fitted to the unit
- Various compartments for sterile and used instruments
- **etc.... just ask us!**

Instrumentenschränke

Das modulare System ermöglicht auch bei Instrumentenschränken eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten.



Instrument cabinets

The modular system allows for a great variety of combinations of instrument cabinets.



„...der Kunde muss zufrieden sein, denn Qualität schafft Vertrauen - und was Qualität ist, entscheidet der Kunde.“


Ralph Dantschke

„...We rely on our high quality products to speak for themselves!“

Ralph Dantschke

Das Unternehmen dantschke MEDIZINTECHNIK wurde 1963 in Leipzig gegründet. Bereits in den sechziger Jahren erfolgte die Spezialisierung auf die Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Arbeitsplätzen für den HNO-Arzt. Heute liefert dantschke HNO-Ausrüstungen an zufriedene Kunden auf vier Kontinenten. Alle Produkte sind konform mit den europäischen Normen: Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

The company dantschke MEDIZINTECHNIK was established in Leipzig in 1963, soon making a name for itself in developing and manufacturing for high quality ENT workplaces. dantschke MEDIZINTECHNIK has become one of the leading manufacturers of ENT equipment, having an excellent reputation on four continents of the world. All dantschke products meet EU standards. The company is certified according to the requirements of DIN EN ISO 9001:2000.



Our contact details / Kontaktmöglichkeiten:

Address: dantschke MEDIZINTECHNIK
GmbH & Co. KG
Apelsteinallee 3
D-04416 Markkleeberg

Phone: +49 34297 660-0
Fax: +49 34297 660-20
E-Mail: info@dantschke-med.de
Internet: www.dantschke-med.de

überreicht durch / presented by:

...the intelligent systems

