

# MEDICENTER Intra

Bis zu drei Kaltlichtquellen  
im Technikmodul.  
Aufsatzmodule rund oder schräg.

Up to three cold light sources can be  
integrated into the technical module.  
Available curved or angled front.



*...the intelligent systems*


# von dantschke: Das Modulare System



Die HNO-Arbeitsplätze der Baureihe MEDICENTER sind als modulare Systeme konzipiert. Mit ihnen können Behandlungseinheiten und Instrumentenschränke nach individuellen Vorstellungen und räumlichen Bedingungen optimal zusammengestellt werden. Es gibt eine Vielzahl von

Kombinationsmöglichkeiten. Die Aufsatzmodule der MEDICENTER Intra werden in zwei verschiedenen Grundformen angeboten: rund und schräg.

Auch nach dem Kauf kann das Modulsystem MEDICENTER jederzeit umgerüstet und erweitert werden.



# Developed by dantschke: The Modular System























The ENT workplaces MEDICENTER series are being produced as a modular system. The system allows the assembly of treatment units and instrument cabinets according to individual requirements and also to achieve the best use of available space.

The result is a great variety of combinations. The front of MEDICENTER Intra is available in curved or angled shape.

The modular system MEDICENTER can be arranged or extended by additional parts at any later time.



# Die Ausstattungsmöglichkeiten

	RAL 1002 sand yellow
	RAL 1034 pastel yellow
	RAL 4004 claret violet
	RAL 5014 pigeon blue
	RAL 6027 light green
	RAL 7035 light grey
	RAL 9001 cream
	RAL 1015 light ivory
	RAL 3001 signal red
	RAL 4006 blue lilac
	RAL 5018 turquoise blue
	RAL 6028 pine green
	RAL 7045 tele grey
	RAL 9002 grey white
	RAL 1023 traffic yellow
	RAL 3005 wine red
	RAL 5013 cobalt blue
	RAL 5024 pastel blue
	RAL 6034 pastel turquoise
	RAL 8000 green brown

(Dies ist nur eine Auswahl von über 200 möglichen Farben.)

- Absaugeinrichtung, 70 l / min.
- Wassereinrichtung, el. Temperaturregelung auf 37 °C
- Drucklufteinrichtung
- bis 3 Kaltlichtquellen im Technikmodul integriert
- Aufnahmen für Lupenlaryngoskop und Nasenoptik
- Behälter für Desinfektions- und Neutralisationslösung
- Aufnahme für flexibles Endoskop
- Stirnlampenaufhängung mit Schaltautomatik
- Anschlussbuchsen für Nystagmusbrille
- Kanülenspülung
- Automatische Sekretglasentleerung
- Automatische Sekretdschlauchspülung
- Keimfilteranlage
- Spiegelvorwärmer oder Spiegelnachwärmer
- Mikroskopsäule an der Behandlungseinheit
- diverse Instrumentenablagen, Instrumentenabwurf
- **u.v.m. – fragen Sie uns!**



## Optional features

- Suction system, 70 l/min
- Water system incl. electronic temperature control 37°C
- Compressed air system
- Up to three cold light sources are available
- Holder for laryngoscope as well as for endoscopes
- Tubes for antiseptic and neutralising solution
- Holder for flexible endoscope
- Holder for headlamp with automatic switch
- Socket for Frenzel nystagmus lenses
- Automatic emptying and cleaning system for secretion glass
- Automatic flushing system for secretion hose
- Water filter
- Mirror pre-heater or mirror re-heater
- Microscope column fitted to the unit
- Various compartments for sterile and used instruments
- **etc.... just ask us!**

# Instrumentenschränke

Das modulare System ermöglicht auch bei Instrumentenschränken eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten.



## Instrument cabinets

The modular system allows for a great variety of combinations of instrument cabinets.



*„...der Kunde muss zufrieden sein, denn Qualität schafft Vertrauen - und was Qualität ist, entscheidet der Kunde.“*


Ralph Dantschke

*„...We rely on our high quality products to speak for themselves!“*

Ralph Dantschke

Das Unternehmen dantschke MEDIZINTECHNIK wurde 1963 in Leipzig gegründet. Bereits in den sechziger Jahren erfolgte die Spezialisierung auf die Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Arbeitsplätzen für den HNO-Arzt. Heute liefert dantschke HNO-Ausrüstungen an zufriedene Kunden auf vier Kontinenten. Alle Produkte sind konform mit den europäischen Normen: Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

The company dantschke MEDIZINTECHNIK was established in Leipzig in 1963, soon making a name for itself in developing and manufacturing for high quality ENT workplaces. dantschke MEDIZINTECHNIK has become one of the leading manufacturers of ENT equipment, having an excellent reputation on four continents of the world. All dantschke products meet EU standards. The company is certified according to the requirements of DIN EN ISO 9001:2000.



**Our contact details / Kontaktmöglichkeiten:**

Address: dantschke MEDIZINTECHNIK  
GmbH & Co. KG  
Apelsteinallee 3  
D-04416 Markkleeberg

Phone: +49 34297 660-0  
Fax: +49 34297 660-20  
E-Mail: info@dantschke-med.de  
Internet: [www.dantschke-med.de](http://www.dantschke-med.de)

überreicht durch / presented by:

*...the intelligent systems*

