



Pferde, Rinder, Kamele, Großtiere

Flexible Endoskope zur Untersuchung der Atemwege
und des Magen-Darmkanals



Gastroenterologie/Bronchoskopie bei Großtieren


Video-Bronchoskope und Gastroskope



– komplett einlegbar
in Desinfektionslösung –



Komplett angeschlossen



- FVE-130-10** **Video-Gastro-/Bronchoskop, 1/6" CCD-Chip**, D: 9,8 mm, Länge: 135 cm, Farb-Vollbild-Technik, 440 000 aktive Pixel, PAL, Öffnungswinkel: 115°, Instrumentenkanal: 2,8 mm, Standard Funktionstasten und Reinigungsanschlüsse, Standard Versorgungsstecker, **wasserdicht und voll einlegbar**, Dichtigkeitstester, komplett im Koffer
- FVE-190-10** **Video-Bronchoskop, 1/6" CCD-Chip**, D: 11,5 mm, Länge: 185 cm, Farb-Vollbild-Technik, 440 000 aktive Pixel, PAL, Öffnungswinkel: 115°, Instrumentenkanal: 2,8 mm, Standard Funktionstasten und Reinigungsanschlüsse, Standard Versorgungsstecker, **wasserdicht und voll einlegbar**, Dichtigkeitstester, Reinigungsbürste, Video-Prozessorkabel, komplett im Koffer
- FVE-300-13** **Video-Gastroskop, 1/4" CCD-Chip**, wie oben jedoch: D: 12,9 mm, Länge: 330 cm

steuerbar
in 2 Ebenen

Video-Prozessor, Lichtquellen

– ideal für die Gastroskopie, Laparoskopie u.
Arthroskopie zur optimalen Ausleuchtung –

Vet Video Combo Xe 100,

universell einsetzbare Einheit für alle Endoskope
– Kombination aus Prozessor und Lichtquelle –

● einfach, universell und ökonomisch



48-P28-K

48-PXE-100

48-PXE-100 Vet Video Combo Xe 100
Video-Prozessor u. 100 W Xenon-Licht, mit Vollbild-Technologie, Insufflationspumpe, Lichtanschluß p.zu Olympus, für FVE Video-Broncho-/Gastroskope u. starre Endoskope, Auflösung: 752(H)x582(V), 440 000 Pixel PAL, 110-240VAC, 50/60Hz, Signalausgänge: BNC, S-VHS
– vollautom. Lichtmessung u. Regelung –

Zubehör, optional:

48-P28-K Kamerakopf

48-XE-100E Xenon-Ersatzbirne
für 47-PXE-100

Saug- Spülpumpe

die perfekte Kombination für die Klein- und Großtierpraxis



H160-2S Saug- Spülpumpe komplett
je 1 Liter Saug- Spülflasche,
einschl. Schlauchset.
Vacuum: 11L/min, 0-0,8bar regelbar
Druck: 0-0,7bar (bis 140mmHG)
230VAC, 50/60 Hz, inkl. Filter

AR-10-922 Ersatz Sterilfilter für CO² u. Druckluft,
y-steril, Einmalartikel, Pkg. mit 50 St.



- erlaubt die gleichzeitige Verwendung der Spül-, Druck- und Saugfunktion
- separat regelbare Einstellungen
- ideal auch für die Anwendung in der Chirurgie

Merke:

- ☞ Für die Pferde-Gastroenterologie ist eine Druckspülpumpe empfehlenswert!
Der normale Insufflationsdruck aus der Lichtquellenpumpe ist nicht ausreichend.

WV-53022 Videowagen, Basisausführung mit Schublade, 62x63x110 cm, verzinkt und pulverbeschichtet (lichtgrau), Dekorfarbe kobaltblau, 50 cm Gerätebreite, Schublade montiert, Kamerahalteknopf. (ohne Gastroskop- u. Infusionshalterung)



Zubehör:



48-PK-603 Videoprozessorkabel für flexible FVE Video-Broncho-/Gastroskope, 40 cm

X-10-27 Spülflasche, 250 ml, passend zu FVE-Video-Gastro- und Bronchoskopen

EF-18 Dichtigkeits tester für Videoendoskope, Typ FVE

RH99-56 Dichtkappen für Instrumentenkanal von flexiblen Endoskopen, Pckg. 5 Stck.

F28-1709 Flexible Reinigungsbürste für Fiberskope mit Arbeitskanal 2,2 bis 3 mm, Nutzlänge 160 cm

F28-2208 wie oben jedoch Nutzlänge 230 cm

PC-95-PSK USB-Kit mit Treiber-Software und Kabelverbindung, Chinch/Y/C-USB

Zubehör:

Katheter, Injektionsnadel



- F20-220** Bronchialkatheter mit wechselbarem Luer-Lock Ansatz,
D: 2,2 mm, NL: 235 cm
F20-219 Ersatzbronchialkatheter o. Luer-Lock, 10 m
F20-20A Luer-Lock Adapter für Bronchialkatheter



- F231-220** Injektions-Nadel, flexibel im Teflon-Außenschlauch
D: 2,3 mm, NL: 240 cm, Nadel: 0,6x10 mm

Zubehör für die Hochfrequenz-Chirurgie


(Fragen Sie uns nach gebrauchten, leistungsstarken HF-Geräten)



- HF22-2301** Saug-Koagulations-Elektrode, flexibel, monopolar, mit Luer-Lock
Anschluß, D: 2,2 mm, NL: 230 cm



- SL23-2310** Polyp-Ektomieschlinge, komplett mit Außenschlauch, D: 2,2 mm,
NL: 230mm, mit asymmetrischer Schlinge (Breite: 25 mm),
passend zum Handgriff HS11-1200



- SL23-2312** Polyp-Ektomieschlinge, komplett mit Außenschlauch, D: 2,2 mm,
NL: 230 cm, mit symmetrischer Schlinge (Breite: 35 mm),
passend zum Handgriff HS11-1200




- HS11-1200** Handgriff für Polyp-Ektomieschlingen, Standardgrößen

- HF-301-ER** Standard HF-Verbindungskabel, monopolar, 3 m

Biopsie-, Faßzange, Greifer u.a.



Bestell-Nr.		Ø (mm)	Länge (cm)
B22-16011	Biopsiezange (mit Dorn)	2,2	160
B22-22011	dto.	2,2	230
B23-3601		2,3	360



F22-16041	Faßzange	2,2	160
F22-22041	dto.	2,2	230
F23-3604	dto.	2,3	360



F22-16040	Dreifußgreifer	2,2	160
F22-22040	dto.	2,2	230



F23-16042	FK-Faßzange	2,3	160
F23-22042	dto.	2,3	220



FK23-1635	Körbchen	2,2/4,5x6cm	160
FK23-1637	Körbchen	2,3/5x10cm	160
FK23-2035	Körbchen	2,3/4,5x6cm	230